

VERWENDUNGSZWECK

Der CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Selbsttest ist ein Lateral-Flow-Test für den qualitativen Nachweis des Nukleokapsidproteins-Antigens von SARS-CoV-2 (Coronavirus, „COVID-19“-Erreger) in direkten anterioren Nasen(Nares)-Abstrichen. Nasenabstrichproben von Personen unter 1 Jahren oder über 70 Jahren sollten durch Erwachsene oder unter deren Aufsicht genommen werden. Dieser Test ist als Hilfsmittel bei der Schneldiagnostik von Coronavirus-Infectionen vorgesehen. Wenn Symptome trotz negativer Testergebnisse bestehen bleiben, ist es empfehlenswert, eine medizinische Fachperson aufzusuchen und eine Folgeuntersuchung durchzuführen zu lassen.

ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG

COVID-19 ist eine durch ein Coronavirus verursachte, akute infektiöse Atemwegserkrankung. Derzeit sind mit dem Coronavirus infizierte Personen die Hauptinfektionsquelle; Infizierte können die Infektion selbst dann übertragen, wenn sie keine Symptome zeigen. Laut aktueller epidemiologischer Erhebungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, in den meisten Fällen 3 bis 7 Tage. Zu den wichtigsten Anzeichen einer Infektion gehören Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. In seltenen Fällen werden auch Nasenverstopfung, laufende Nase, Halsbeschwerden, Muskelschmerzen und Durchfall beobachtet.

Der CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Selbsttest dient zum Nachweis des Nukleokapsidprotein-Antigens des Coronavirus. Das Antigen ist im Allgemeinen während der akuten Phase der Infektion in Proben aus den oberen Atemwegen nachweisbar. Die schnelle Diagnose einer Coronavirus-Infektion und die anschließende Versorgung und Behandlung durch medizinisches Fachpersonal trägt dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus effizienter und effektiver zu kontrollieren.

TESTPRINZIP

Der CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Selbsttest ist ein Lateral-Flow-Test, mit dem das Nukleokapsidprotein-Antigen des Coronavirus, das COVID-19 verursacht, in direkten Nasenabstrichen nachgewiesen werden kann. Wird die vorbereitete Probe in der Probenverteilung aufgetragen, fließt sie lateral (seitwärts) im Testgerät. Die Testreaktion dauert 15 Minuten. Wenn der Test das entsprechende Coronavirus-Protein erkennt, erscheint im Testfensterbereich (T) eine Linie, die ein positives Testergebnis anzeigen. Das Nichtvorhandensein der Testlinie (T) zeigt ein negatives Ergebnis an. Im Kontrolllinienbereich (C) erscheint immer eine Linie, wenn der Test korkt durchgeführt wurde.

GELIEFERTE ARTIKEL

- 1 Testgerät
- 1 Sterile Wattestäbchen
- 1 Extraktionsröhren mit Puffer und Spritze
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Kurzanleitung

ERFORDERLICHE, JEDOCH NICHT ENTHALTENE ARTIKEL

Uhr, Timer oder Stoppuhr und Kunststoffbeutel für Abfall.

WANRUNGEN

1. Nur für die *In-vitro*-Diagnostik bestimmt.
2. Das Testgerät sollte bis zur Verwendung im versiegelten Folienbeutel bleiben.
3. Das Testkit darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
4. Wattestäbchen, Röhrchen und Testgeräte sind nur zur Einmalverwendung bestimmt.
5. Komponenten aus verschiedenen Kit-Chargen dürfen nicht miteinander ausgetauscht oder gemischt werden.
6. Die Tests sollten nur mit dem im Kit enthaltenen Wattestäbchen durchgeführt werden.
7. Ungenaue Ergebnisse zu erhalten, verwenden Sie keine sichtbar blutigen oder übermäßig viskosen (zähflüssigen, klebrigen) Proben. Proben müssen unter Befolgung der Anweisungen im Abschnitt Testverfahren dieser Packungsbeilage verarbeitet werden. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
9. Unzureichende oder unsachgemäße Probengewinnung und -lagerung können die Ergebnisse beeinflussen.
10. Die Verwendung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Temperaturen über oder unter 15–30°C kann das Ergebnis negativ beeinflussen.
11. Sammeln Sie die Komponenten des Kits und die Abstrichproben nach dem Test in einem Kunststoffbeutel und entsorgen Sie sie im Haushalt.
12. Halten Sie das Kit von Kindern fern, um die Gefahr des versehentlichen Trinkens von Pufferlösung oder des Verschlucks kleiner Teile zu verhindern.
13. Nach dem Aufrütteln der Lösung darf das Testgerät nicht mehr bewegt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT


1. Das Kit kann bei Raumtemperatur oder gekühlt (2–30°C) gelagert werden.
2. Die Komponenten des Testkits dürfen keinesfalls eingefroren werden. Schützen Sie das Testkit vor direkter Sonneneinstrahlung.
3. Testgeräte, die sich mehr als 1 Stunde außerhalb des versiegelten Folienbeutels befinden haben, sollten entsorgt werden.
4. Schließen Sie die Kit-Box und sichern Sie deren Inhalt, wenn das Kit nicht in Gebrauch ist.

1

TESTVERFAHREN

Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie den Test durchführen. Der Test sollte bei Raumtemperatur (15–30 °C) durchgeführt werden. Warten Sie, bis sich der Test auf Raumtemperatur erwärmt hat, wenn einer seiner Bestandteile im Kühlschrank aufbewahrt wurde.

1. Setzen Sie das Röhrchen in die Workstation ein. Nehmen Sie den Deckel von der Oberseite des Röhrchens ab.
2. Öffnen Sie die Verpackung des Wattestäbchens an der angegebenen Stelle. Halten Sie das Wattestäbchen am Kunststoffstiel fest und ziehen Sie es heraus. Berühren Sie nicht die saugfähige Spitze des Wattestäbchens.
3. Führen Sie die saugfähige Spitze vorsichtig in Ihr linkes Nasenloch ein. Achten Sie darauf, dass sich die ganze Spitze des Wattestäbchens in Ihrem Nasenloch befindet (2–4 cm tief). Führen Sie das Wattestäbchen nicht weiter ein, wenn Sie Widerstand spüren.
4. Führen Sie das Wattestäbchen mindestens 5 Mal mit einer Drehbewegung über die Innenseite Ihres Nasenlochs. Achten Sie auf guten Kontakt zwischen dem Wattestäbchen und der Innenseite des Nasenlochs.
5. Nehmen Sie das Wattestäbchen heraus und führen Sie es in Ihr rechtes Nasenloch ein. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.



6. Nehmen Sie das Wattestäbchen aus Ihrem Nasenloch heraus und führen Sie es in das Röhrchen in der Workstation ein.
7. Mischen Sie gründlich, indem Sie das Wattestäbchen mindestens 6 Mal drehen und dabei die Spitze des Wattestäbchens gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens drücken.
8. Starten Sie den Timer. Lassen Sie das Wattestäbchen 1 Minute im Röhrchen.
9. Drücken Sie das Röhrchen mehrmals von außen zusammen. Versuchen Sie, so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Wattestäbchen herauszudrücken.
10. Nehmen Sie das Wattestäbchen heraus und entsorgen Sie es in einen Kunststoffbeutel.
11. Setzen Sie die im Kit enthaltene Spül mit etwas Druck auf das Röhrchen und achten Sie darauf, dass sie fest sitzt.



12. Nehmen Sie das Testgerät aus dem Folienbeutel und legen Sie es auf eine ebene, saubere Fläche.
13. Geben Sie 4 Tropfen der Lösung in die Probenverteilung des Testgeräts, indem Sie das Röhrchen vorsichtig zusammendrücken.
14. Starten Sie den Timer und warten Sie 15 Minuten. Es ist wichtig, dass Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten ablesen.
15. Lesen Sie die Ergebnisse ab (siehe Abschnitt Interpretation der Ergebnisse).

**INTERPRETATION DER ERGEBNISSE**

Es gibt drei mögliche Arten von Ergebnissen.

1. POSITIV:

Wenn das Ergebnisfenster des Testgeräts aussieht wie eines der beiden oben dargestellten positiven Fenster, haben Sie eine aktuelle COVID-19-Infektion. Bitte rufen Sie Ihren Arzt oder das örtliche Gesundheitsamt an und halten Sie sich unbedingt an die örtlichen Richtlinien für die Selbstquarantäne. Möglicherweise ist ein weiterer Test mit einem anderen Verfahren, wie z. B. einem PCR-Test, erforderlich.

2. NEGATIV:

Wenn das Ergebnisfenster des Testgeräts aussieht wie eines der beiden oben dargestellten negativen Fenster, konnte keine aktuelle COVID-19-Infektion festgestellt werden. Wiederholen Sie im Fall eines Verdachts den Test nach 1–2 Tagen, da das Virus nicht in allen Phasen einer Infektion korrekt nachgewiesen werden kann. Auch bei einem negativen Testergebnis müssen Sie weiterhin alle geltenden Regeln für den Kontakt mit anderen Personen und die Schutzmaßnahmen einhalten.

3. UNGÜLTIG:

Wenn Ihr Testergebnis anders aussieht, also keine Linie sichtbar ist oder nur eine Linie bei T, ist das Ergebnis ungültig. Dies kann die Folge der Testdurchführung sein. Daher sollte der Test wiederholt werden. Wenn Sie weiterhin ungültige Testergebnisse erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder ein COVID-Testzentrum.

EINSCHRÄNKUNGEN

1. Atemwegsinfektionen, die durch andere Mikroorganismen als das Coronavirus verursacht werden, können mit diesem Test nicht festgestellt werden.
2. Die Hälfte des Testverfahrens kann die Testleistung stören und/oder das Testergebnis ungültig machen.
3. Falsch negative Testergebnisse können auftreten, wenn der Antigengehalt in der Probe zu gering ist und daher unterhalb der Nachweisgrenze des Tests liegt.
4. Falsch negative Ergebnisse können auftreten, wenn die Probe falsch genommen wird.
5. Falsch negative Ergebnisse können auftreten, wenn der Probenabstrich nicht richtig im Röhrchen gemischt wird.
6. Ein negatives Ergebnis schließt das Vorhandensein von Coronavirus in der Probe zu keiner Zeit aus, da es in einer Menge enthalten sein könnte, die unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
7. Wenn das Testergebnis negativ ist und die klinischen Symptome weiter bestehen, werden zusätzliche Tests mit anderen klinischen Methoden empfohlen.
8. Wie bei allen *in-vitro*-diagnostischen Tests sollte eine bestätigte Diagnose nur von einem Arzt und nach Bewertung aller klinischen Befunde und Laborergebnisse gestellt werden.
9. Positive Testergebnisse schließen die gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.
10. Positive Testergebnisse unterscheiden nicht zwischen SARS-CoV und SARS-CoV-2.
11. Die Menge des Antigens in einer Probe kann mit zunehmender Krankheitsdauer abnehmen. Daher können mehr als 10 Tage nach einer COVID-19-Infektion genommene Proben niedrigere Antigenkonzentrationen aufweisen, als unterhalb der Nachweisgrenze des Tests liegen. Wird eine solche Probe getestet, ist ein falsch negatives Ergebnis bei einem Schnelltest wahrscheinlicher als bei einem PCR-Test (der in einem Labor bewertet wird).
12. Ein negatives Ergebnis schließt eine Coronavirus-Infektion nicht aus und befreit Sie nicht von der Einhaltung der geltenden Regeln zur Ausbreitungskontrolle (z. B. für den Kontakt mit anderen Personen und Schutzmaßnahmen).

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN**Tut dieser Test weh?**

Der Nasenabstrich kann ein leicht unangenehmes Gefühl verursachen. Um ein genaues Testergebnis zu erhalten ist es wichtig, den Abstrich im Nasenloch so auszuführen, wie es im Testverfahren beschrieben ist. Das unangenehme Gefühl kann stärker werden, wenn das Wattestäbchen tiefer eingebracht wird als empfohlen. Wenn Sie einen scharfen Schmerz spüren, beenden Sie den Abstrich im Nasenloch.

Was sind die möglichen Risiken bei diesem Test?

- Mit dem Test können Sie feststellen, ob Sie COVID-19 haben.
 - Das Ergebnis kann, zusammen mit anderen Informationen, Ihrem Arzt helfen, eine fundierte Entscheidung über Ihre Behandlung zu treffen.
 - Sie können dazu beitragen, die Ausbreitung von COVID-19 zu begrenzen, wenn Sie mit diesem Test Ihren Infektionsstatus ermitteln.
- Mögliche Risiken:
- Eventuell ein unangenehmes Gefühl beim Abstrich.
 - Eventuell ein falsches Testergebnis (siehe die Abschnitte Interpretation der Ergebnisse und Einschränkungen).

Was sind die Unterschiede zwischen molekularen, Antigen- und Antikörpertests auf COVID-19?

Es existieren drei Haupttypen von COVID-19-Tests zur Verfügung, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Mit molekularen Tests (auch als PCR-Tests bekannt) wird das genetische Material des Coronaviruses nachgewiesen. Der CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Selbsttest ist ein Antigen test. Antigents erkennen Proteine, also kleine Bestandteile des Coronaviruses. Antikörpertests erkennen Antikörper, die das Immunsystem im Körper als Reaktion auf eine frühere COVID-19-Infektion produziert. Antikörpertests können nicht verwendet werden, um eine aktive COVID-19-Infektion zu diagnostizieren.

Was bedeutet ein positives Ergebnis?

Ein positives Testergebnis bedeutet, dass in Ihrer Abstrichprobe Proteine von dem Virus gefunden wurden, das COVID-19 verursacht. Es ist wahrscheinlich, dass Sie sich zu Hause selbst isolieren müssen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Bitte halten Sie sich auch an die geltenden Regeln für die Ausbreitungskontrolle und kontaktieren Sie Ihren Arzt oder das örtliche Gesundheitsamt. In diesem Fall ist es empfehlenswert, das Testergebnis mit einer anderen Testmethode, wie z. B. einem PCR-Test, zu bestätigen.

Was bedeutet ein negatives Ergebnis?

Ein negatives Testergebnis bedeutet, es ist unwahrscheinlich, dass Sie COVID-19 haben. Der Test hat die Virusproteine in der Abstrichprobe nicht nachgewiesen. Es ist jedoch möglich, dass dieser Test ein negatives Resultat ergibt, das nicht korrekt ist. Inkorrekte negative (falsch-negative) Ergebnisse können durch mehrere Faktoren verursacht werden:

- Die Menge des Antigens in der Probe kann mit zunehmender Krankheitsdauer abnehmen.
 - Es kann sein, dass Sie negativ getestet werden, bevor Sie Symptome entwickeln.
 - Weitere Gründe sind im Abschnitt Einschränkungen aufgeführt.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, Ihre Symptome sich verschlimmern oder neue Symptome auftreten, ist es wichtig, dass Sie sofort einen Arzt zurate ziehen.

Erkennt dieser Test alle Varianten des COVID-19-Virus?

Viren können sich im Laufe der Zeit verändern, und es ist bekannt, dass es von dem COVID-19 verursachenden Virus eine Reihe unterschiedlicher Versionen gibt, sogenannte Varianten. Der CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Selbsttest erkennt einen Teil des Virus, bei dem die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung im Laufe der Zeit bekanntermaßen geringer ist. Dabei handelt es sich um einen kleinen Teil von SARS-CoV-2, das sog. Nukleokapsidprotein. Variationen betreffen vorwiegend einen anderen Teil von SARS-CoV-2, das Spike-Protein. Fällt Ihr Test negativ aus, aber Sie fühlen sich dennoch unwohl oder Ihre Symptome verschlimmern sich oder es treten neue Symptome auf, dann ist es wichtig, dass Sie sofort einen Arzt zurate ziehen.

REFERENZEN

1. Julien Favresse, Constant Gillot, Maxime Oliveira, Julie Cadrobbi, Marc Elsen, Christine Eucher, Kim Laffineur, Catherine Rosselle, Sandrine Van Eckhoudt, Jean-Baptiste Nicolas, Laure Morimoto Jean-Michel Dogne und Jonathan Douxfils. Head-to-Head Comparison of Rapid and Automated Antigen Detection Tests for the Diagnosis of SARS-CoV-2 Infection. *J. Clin. Med.* 2021, 10, 265.
2. Ignacio Torres, Sandrine Poujols, Eliseo Albert, Gabriela Alvarez, Javier Colomina und David Navarro. Point-of-care evaluation of a rapid antigen test (CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Test) for diagnosis of SARS-CoV-2 infection in symptomatic and asymptomatic individuals February 11, 2021.
3. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa) Published 12 February 2021.

VERZEICHNIS DER SYMbole

	Gebrauchsanweisung beachten		Tests pro Kit		Autorisierter Vertreter
	Nur für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik bestimmt		Verwendbar bis		Nicht wiederverwendbar
	30°C		2-30°C		Chargennummer

Wattestäbchen

Healgen Scientific Limited Liability Company

Adresse: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.

Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848

Website: www.healgen.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland

CE 0123 EC REP

Lilms Service & Consulting GmbH

Obere Seegasse 34/2, 6912 Heidelberg, Germany

Email: info@lilms-service.com

Revisionsdatum: 16.04.2021, B22168-01 Rev. A

REF GCOV-502a-H1 (11556333)

CE 0197 EC REP

Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd

Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, Jiangsu 225109 China

CLINIFEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test



USO PREVISTO

CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è un test a flusso laterale per la rilevazione qualitativa dell'antigene della proteina nucleocapsidica di SARS-CoV-2 (coronavirus o "COVID-19") da tamponcino nasale anteriore diretto (narci). I campioni da prelevare mediante tampone nasale per le persone di età inferiore a 12 anni o superiore a 70 anni devono essere raccolti da persone adulte o sotto la loro supervisione. Questo test è inteso come ausilio alla diagnosi rapida delle infezioni da coronavirus. Se i sintomi persistono nonostante un risultato negativo del test, si raccomanda di consultare un medico per una visita.

RIEPILOGO E SPIEGAZIONE

Il coronavirus può causare una malattia infettiva respiratoria acuta nota come COVID-19. Attualmente, le persone infette dal coronavirus costituiscono la principale fonte di infezione e possono propagarsi anche se non avvertono sintomi. Sulla base delle indagini epidemiologiche in corso, il periodo di incubazione (cioè da quando ci contrarie l'infezione fino all'insorgenza della malattia) è compreso tra 1 e 14 giorni; nella maggior parte dei casi varia da 3 a 7 giorni. I principali sintomi dell'infezione sono febbre, stanchezza e tosse secca. In alcuni casi si riscontrano congestione nasale, naso che cola, mal di gola, dolori muscolari e diarrea.

CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è un test per la rilevazione dell'antigene della proteina nucleocapsidica del coronavirus. L'antigene in genere è rilevabile in campioni prelevati dalla via aerea superiore nel corso della fase acuta dell'infezione. Una diagnosi rapida dell'infezione da coronavirus e la terapia e l'assistenza conseguente fornite da operatori sanitari contribuiscono a controllare in maniera più efficace la diffusione del coronavirus.

PRINCIPIO DEL TEST

CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è un test a flusso laterale che rileva l'antigene della proteina nucleocapsidica del coronavirus che causa la COVID-19 tramite un tamponcino nasale diretto. Quando il campione preparato viene aggiunto al pozzetto del campione, fluisce lateralmente sul dispositivo di test. La reazione del test richiede 15 minuti. Se il test rileva la proteina del coronavirus pertinente, nella regione della linea del test (T) appare una linea indicante un risultato positivo del test. L'assenza della linea di test (T) suggerisce un risultato negativo del test. Nella regione della linea di controllo (C) appare sempre una linea se il test è stato eseguito correttamente.

MATERIALI FORNITI

- 1 Dispositivo di test
- 1 Tampono sterile
- 1 Provetta d'estrazione con buffer e puntale
- 1 Istruzioni per l'uso
- 1 Guida rapida di riferimento

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI

Orologio, timer o cronometro e sacchetto di plastica per i rifiuti.

AVVERTENZE

- 1. Solo per uso diagnostico *in vitro*.
- 2. Il dispositivo di test deve rimanere all'interno della busta sigillata fino all'uso.
- 3. Non usare il kit dopo la data di scadenza.
- 4. Tamponi, provette e dispositivi di test sono esclusivamente monouso.
- 5. Non scambiare tra loro né mescolare componenti di altri kit.
- 6. I test devono essere eseguiti esclusivamente con i tamponi forniti nel kit.
- 7. Per ottenere risultati accurati, non adoperare campioni che presentano tracce di sangue o una viscosità eccessiva.
- 8. I campioni devono essere trattati come indicato nella sezione Procedura del test di questo foglietto illustrativo del prodotto. L'osservanza delle istruzioni per l'uso può causare risultati imprecisi.
- 9. La raccolta e la conservazione del campione in maniera inadeguata o inappropriata possono influenzare i risultati.
- 10. L'uso in aree molto umide o con temperature non comprese tra 15 e 30°C può inficiare negativamente sui risultati.
- 11. Raccolgere i componenti del kit e i campioni dei tamponi in un sacchettino di plastica e smaltirli come rifiuti domestici.
- 12. Tenere lontano dai bambini per ridurre il rischio di ingestione accidentale del liquido buffer o dei componenti di piccole dimensioni.
- 13. Non spostare il dispositivo di test dopo avere applicato la soluzione.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

- 1. Il kit può essere conservato a temperatura ambiente o refrigerato (2–30°C).
- 2. Non congelare alcun componente del kit di test. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- 3. I dispositivi di test rimasti per oltre un'ora all'esterno della busta sigillata devono essere gettati via.
- 4. Chiudere la scatola del kit e proteggere il contenuto quando non è in uso.

9

PROCEDURA DEL TEST

Lavare e igienizzare le mani prima di eseguire il test. Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (15–30°C). Attendere che il test raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzare i componenti conservati in frigorifero.


1. Inserire la provetta nella stazione di lavoro. Rimuovere il tappo dalla parte superiore della provetta.




2. Aprire la confezione di tamponi dove indicato. Estrarre il tampone stringendo l'estremità di plastica. Non toccare la punta del tamponcino assorbente.
3. Inserire con cautela la punta del tamponcino assorbente nella narice sinistra. Accertarsi che l'intera punta del tamponcino sia inserita nella narice (a 2–4 cm di profondità). Se si avverte resistenza, estrarre il tamponcino senza insistere ulteriormente.
4. Ruotare il tamponcino almeno 5 volte contro le parti interne della narice. Accertarsi che il tamponcino entri bene a contatto con le parti interne della narice.
5. Rimuovere il tamponcino e inserirlo nella narice destra. Ripetere i passi 3 e 4.



6. Rimuovere il tamponcino dalla narice e inserirlo nella provetta, nella stazione di lavoro.
7. Mescolare bene, ruotando il tamponcino almeno 6 volte premendone al tempo stesso la testa del tamponcino contro il fondo e le pareti laterali della provetta.
8. Avviare il timer. Lasciare il tamponcino nella provetta per 1 minuto.
9. Spremere varie volte la provetta dall'esterno. Provare a rilasciare quanta più soluzione possibile dal tamponcino.
10. Rimuovere il tamponcino e gettarlo in un sacchettino di plastica.
11. Spingere nella provetta la punta fornita nel kit e accertarsi che sia fissata saldamente.



12. Rimuovere il dispositivo di test dalla busta sigillata e collocarlo su una superficie pulita e piana.
13. Aggiungere 4 gocce di soluzione nel pozzetto del campione del dispositivo di test spremendo delicatamente la provetta.
14. Avviare il timer e attendere 15 minuti. È importante leggere i risultati al minuto 15.
15. Leggere i risultati (consultare la sezione Interpretazione dei risultati).



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Esistono tre tipi di risultati possibili:

1. POSITIVO:
Se le finestre del risultato positivo del dispositivo di test sono simili a quelle visualizzate sopra, l'infezione da COVID-19 è presente. Rivolgersi al medico o a una struttura sanitaria locale e rispettare scrupolosamente le linee guida locali per l'auto-isolamento. Potrebbe essere necessario ripetere il test con altri metodi, ad es. un test per PCR.
2. NEGATIVO:
Se la finestra del risultato negativo del dispositivo di test è simile a quella visualizzata sopra, non è stato possibile rilevare l'infezione da COVID-19. In casi sospetti, ripetere il test dopo 1–2 giorni, in quanto il virus potrebbe non essere rilevato con precisione in tutte le fasi dell'infezione. Anche se il risultato del test è negativo, rispettare comunque tutte le norme vigenti sul contatto con altre persone e sulle misure preventive.
3. NON VALIDO:
Se il risultato del test sembra diverso, cioè non è visibile alcuna linea o è visibile una sola linea in T, il risultato non è valido. Il risultato potrebbe dipendere dall'esecuzione del test, per cui è opportuno ripeterlo. Se il test continua a produrre risultati non validi, rivolgersi al medico a un centro di test della COVID.

LIMITAZIONI

1. Questo test non rileva infezioni respiratorie causate da microorganismi diversi dal coronavirus.
2. L'osservanza della procedura del test può influire sull'efficacia del test e/o invalidarne il risultato.
3. Se il livello di antigene nel campione è inferiore al livello di rilevazione minima del test, potrebbero essere prodotti risultati falsi negativi.
4. Se il campione viene raccolto in maniera errata, potrebbero essere prodotti risultati falsi negativi.
5. Se il tamponcino del campione viene non viene miscelato adeguatamente nella provetta, potrebbero essere prodotti risultati falsi negativi.
6. Un risultato negativo può mai escludere la presenza del coronavirus nel campione, in quanto il coronavirus può essere presente in quantità inferiore al livello di rilevazione minima del test.
7. Se il risultato del test è negativo e i sintomi clinici persistono, si consigliano ulteriori test con altri metodi clinici.
8. Tutti i test diagnosticati *in vitro* richiedono la conferma della diagnosi che deve essere formulata esclusivamente da un medico dopo un'attenta valutazione di tutti i risultati clinici e di laboratorio.
9. I risultati positivi del test non escludono co-infezioni con altri patogeni.
10. I risultati positivi del test non distinguono SARS-CoV e SARS-CoV-2.
11. La quantità di antigene in un campione può diminuire con il progredire della malattia. Per tale motivo, i campioni raccolti oltre il decimo giorno da quando è stata contratta l'infezione da COVID-19 possono presentare bassi livelli di antigene, inferiori al limite di rilevazione minima del test. I test tramite campioni possono produrre con maggiore frequenza risultati falsi negativi del test rapido rispetto ai test basati sull'analisi della PCR (la cui valutazione viene eseguita in laboratorio).
12. I risultati negativi non escludono l'infezione da coronavirus e non liberano dagli obblighi di legge vigenti per il controllo della diffusione (ad es. il contatto con altre persone e le misure preventive).

DOMANDE FREQUENTI

Questo test è doloroso?

Il tamponcino nasale può causare un lieve fastidio. Per ottenere un test accurato è importante inserire il tamponcino nella narice come indicato nella procedura del test. Se il tamponcino viene inserito a una profondità superiore a quella consigliata, il fastidio può essere maggiore. Se si avverte un dolore acuto, non proseguire ulteriormente il prelievo mediante tamponcino nella narice.

Quali sono i vantaggi e i rischi potenziali di questo test?

Potenziali vantaggi:

- Il test è in grado di rilevare l'infezione da COVID-19.
- I risultati, assieme ad altre informazioni, possono fornire al medico o alla struttura sanitaria un ausilio per l'assunzione di decisioni cliniche informative.
- La possibilità di sapere se si è infetti, grazie a questo test, può contribuire a limitare la diffusione della COVID-19.

Potenziali rischi:

- Possibile disagio durante l'inserimento del tamponcino.
- Risultati del test errati (consultare le sezioni Interpretazione dei risultati e Limitazioni).

Quali sono le differenze tra test molecolari, antigenici e anticorpali della COVID-19?

I tipi di test disponibili per la COVID-19 sono tre e presentano differenze significative. I test molecolari (detti anche test per PCR) rilevano il materiale genetico del coronavirus. CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è un test antigenico. I test antigenici rilevano le proteine (elementi minuscoli) appartenenti al coronavirus. I test anticorpali rilevano gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta a una progressiva infezione da COVID-19. I test anticorpali non possono essere utilizzati per diagnosticare un'infezione da COVID-19 in corso.

Quanto è preciso CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test?

CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test ha identificato il 97,25% dei campioni positivi alla COVID-19 e il 100% dei campioni negativi alla COVID-19. La precisione complessiva di CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test è pari al 98,73%. I campioni utilizzati per determinare l'efficacia di questo test sono stati raccolti durante uno studio clinico condotto negli Stati Uniti. I campioni sono stati confermati positivi e negativi tramite un test per PCR autorizzato per l'uso in emergenza della FDA statunitense.

Cosa implica un risultato positivo?

Un risultato positivo del test indica che nel campione del tamponcino sono state rilevate le proteine del virus che causa la COVID-19. È probabile che occorra l'auto-isolamento domiciliare per prevenire la diffusione della COVID-19. Attenersi anche alle norme pertinenti per il controllo della diffusione e rivolgersi al medico o a una struttura sanitaria locale. In questo caso, è preferibile ottenere una conferma del risultato con un metodo di test alternativo, ad es. un test per PCR.

Cosa implica un risultato negativo?

Un risultato negativo del test indica che l'infezione da COVID-19 è improbabile. Il test non ha rilevato le proteine del virus nel campione del tamponcino, ma è possibile che questo test fornisca un risultato negativo errato. I risultati negativi errati (falsi negativi) possono essere causati da vari fattori:

- La quantità di antigene nel campione del tamponcino può diminuire con il progredire dell'infezione.
- Il test potrebbe essere negativo prima dello sviluppo dei sintomi.
- Ulteriori motivi sono specificati nella sezione Limitazioni.

Nel caso in cui non ci sia sente bene, i sintomi potrebbero peggiorare o potrebbero svilupparsi nuovi sintomi, per cui è importante rivolgersi immediatamente a un medico.

Questo test rileva tutte le varianti del virus di COVID-19?

I virus possono modificarsi ed è noto che il virus che causa COVID-19 presenta una serie di queste versioni, chiamate varianti. CLINIFEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test rileva una parte del virus che è nota per avere minor probabilità di cambiare nel tempo; la proteina nucleocapside, che è un piccolo pezzo di SARS-CoV-2. Le varianti hanno un impatto principalmente su un'altra parte del virus SARS-CoV-2, la proteina spike. Tuttavia, nel caso in cui il test sia negativo ma non ci si sentisse ancora bene, i sintomi peggiorassero o si sviluppassero nuovi sintomi, è importante rivolgersi immediatamente a un medico.

RIFERIMENTI

1. Julian Favresse, Constant Gillot, Maxime Oliveira, Julie Cadrobbi, Marc Elsen, Christine Eucher, Kim Laffineur, Catherine Rossels, Sandrine Van Eckhoud, Jean-Baptiste Nicolas, Laure Morimont, Jean-Michel Dogne and Jonathan Douxfils. Head-to-Head Comparison of Rapid and Automated Antigen Detection Tests for the Diagnosis of SARS-CoV-2 Infection. J. Clin. Med. 2021, 10, 265.
2. Ignacio Torres, Sandrine Poujols, Eliseo Albert, Gabriela Alvarez, Javier Colomina and David Navarro. Point-of-care evaluation of a rapid antigen test (CLINIFEST® Rapid COVID-19 Antigen Test) for diagnosis of SARS-CoV-2 infection in symptomatic and asymptomatic individuals February 11, 2021.
3. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa) Published 12 February 2021.

INDICE DEI SIMBOLI

	Consultare le istruzioni per l'uso		Numero di test per ogni kit		Rappresentante autorizzato
	Solo per uso diagnostico <i>in vitro</i>		Data di scadenza		Non riutilizzabile
	Conservare a temperature comprese tra 2 e 30°C		N. lotto		N. catalogo

Spremere qui 4 gocce di soluzione

Positivo

Negativo

Non valido

GCCOV-502a-H1

(11556333)

CE 0123

CE 0197

REF

GCCOV-502a-H1

(11556333)

CE 0123

CE 0197

REF

CE 0123

CE 0197

REF

CE 0123

CE 0197

REF