

Ref.A00181C



PRODUCTFICHE

Medische nitril handschoenen lange manchet 7g
Non steriel

Specificaties

- Voor éénmalig gebruik
 - Geschikt voor HACCP en medische doeleinden
 - Medisch & beschermend: voorkomen besmettingsgevaar en beschermen tegen virussen, bacteriën & fungi
 - Langer manchet 300mm voor extra veiligheid. Zijn 6 cm langer dan standaard handschoenen. De manchet biedt een groot beschermingsgebied, omdat deze niet alleen de arm bedekt, maar ook een deel van de onderarm.
 - 100% Nitril - Treksterkte: 9N, sterker dan andere handschoenmaterialen zoals latex, natuur rubber of vinyl.
 - Zijn flexibel en bieden een veel grotere tastgevoeligheid dan standaard diagnostische handschoenen.
 - Goede punctie- en scheurbestendigheid
 - Hypo allergen: - Latexvrij
- Poedervrij: minder kans op irritatie.
 - Ondoorlatend bij gebruik in natte of vette werkomgeving
 - Comfortabele pasvorm:
 - voorzien van rolrand voor makkelijk aan- en uittrekken
 - zowel links als rechts te dragen
 - Microgestructureerde vingertoppen
- 

• Maten:		Lengte mm	Palmbreedte mm
	S 6-7	300	80 +/-10
	M 7-8	300	95 +/-10
	L 8-9	300	110 +/-10
	XL 9-10	300	+110 +/-10

MATERIAAL DIKTE



- ① min. 0.16 mm
- ② min. 0.10 mm
- ③ min. 0.08 mm

- **Opslag:** Op een koele, droge plaats tussen 2°C en 40°C
- **Houdbaarheid:** 5 jaar

Speciale button voor eenvoudig openen

Verpakking kwantiteit



Duidelijke maataanduiding met kleur

Verpakking voorzien van barcode en QR code

Info in 27 talen: NL, FR, EN, DE, ES, IT, PT,...

	Dispenserbox	Masterbox	Pallet
Aantal	100	1000	54 MB
Afmetingen	280*120*75mm	390*290*250mm	1.2*0.8*1.85mt
Gewicht	770g	7.7kg	416kg

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B		EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B		EN ISO 374-4:2019	
Letter	Chemical	CAS	Permeation Level	Degradation Level	
K	40% Sodium Hydroxide	1310-73-2	6	14.9%	
P	30% Hydrogen Peroxide	7722-84-1	3	31.6%	
T	37% Formaldehyde	50-00-0	4	13.0%	
Res AP (2004) 4 Regulation (EU) 10/2011 Ref. EN 1186: Part 2, Part 3 & Part 14 incl. Olive oil		Permeation Performance Level		1	2
		Measured breakthrough time (minutes)		>10	>30
				>60	>120
				>240	>480